



AudioSalud Integral
vida para sus oídos

bruckhoff
hannover



RUCKHOFF



Desde 1981, bruckhoff desarrolla, produce y expulsa productos de medicina y sistemas auditivos innovadores técnica y ópticamente. A los productos propios más conocidos pertenecen los audífonos la belle, así como muchos, hoy en día, productos líderes en el mercado de audífonos de conducción aérea y ósea. El know-how de muchos años de nuestros ingenieros y empleados certificados, así como una estrecha colaboración con médicos, centros médicos y audiólogos de HNO, garantizan la mejor calidad de producto "made in Germany".

Nuestros audífonos innovadores, por ejemplo, los anteojos de conducción de aire de la belle y los anteojos de conducción ósea de la belle, son en realidad la solución más discreta, cómoda y elegante que usa un audífono. El elegante audífono con auriculares establece estándares en términos de tecnología, comodidad y diseño.

Con el audífono infantil junior hemos desarrollado un sistema auditivo de conducción ósea que permite a los niños el acceso en el mundo de la audición de una manera fácil.

AUDÍFONO DE CONDUCCIÓN ÓSEA



- El audífono de conducción ósea la belle BC es la solución individual y elegante para reducir o incluso revertir la pérdida auditiva conductiva.
- Discreto e inteligente
- La belle BC es la combinación de anteojos y audífonos. No anteojos, sino a tus lentes personales. Su médico revisa mediante una prueba de esfuerzo, si sus anteojos cumplen con los requisitos técnicos necesarios. Discretamente integrado y bellamente terminado, el nuevo beneficio adicional de sus lentes ópticamente difícil de reconocer, pero audible. Como la posición de los anteojos en la cabeza te resulta familiar, el instrumento se olvida rápidamente.
- Exclusivo y cómodo
- Ofrece un producto único que marca el camino con su exclusividad, individualidad y comodidad en el mercado de la conducción ósea actual.
- Variantes del sistema de nuestros audífonos.

Conducción ósea la belle Sistemas de audición de conducción ósea Cuando el oído interno está intacto y el oído externo y medio no permiten la transmisión del sonido, los sistemas de conducción ósea favorecen la conducción del sonido. Transmiten el sonido mediante oscilaciones mecánicas a los huesos del cráneo y de ahí al oído interno. Las propias gafas se convierten en un sistema de audición Sistemas de audición de conducción ósea para sus gafas La exclusiva combinación de audífonos y gafas es pionera desde hace años en el ámbito de los sistemas de audición de conducción ósea. Prácticamente ningún otro sistema es tan discreto y tan cómodo de llevar. La tecnología más avanzada proporciona una excelente sensación auditiva.

Ambos sistemas son productos de calidad y ofrecen la mejor comodidad. La clase Premium tiene más tecnología para audición direccional de micrófono adaptativo y reducción de ruido. Elegantemente Esto hace que la belle sea casi invisible: ideal para las personas que aprecian una solución discreta para una sensación de audición natural tanto profesional como privada. Desea inspirar la gran comodidad y la brillante sensación auditiva.

Conducción ósea la belle Sistemas de audición de conducción ósea Cuando el oído interno está intacto y el oído externo y medio no permiten la transmisión del sonido, los sistemas de conducción ósea favorecen la conducción del sonido. Transmiten el sonido mediante oscilaciones mecánicas a los huesos del cráneo y de ahí al oído interno. Las propias gafas se convierten en un sistema de audición Sistemas de audición de conducción ósea para sus gafas La exclusiva combinación de audífonos y gafas es pionera desde hace años en el ámbito de los sistemas de audición de conducción ósea. Prácticamente ningún otro sistema es tan discreto y tan cómodo de llevar. La tecnología más avanzada proporciona una excelente sensación auditiva.

AUDIFONO DE CONDUCCION OSEA

Sistemas auditivos de conducción de Aire



Si el daño de audición de leve a moderado hace que comprensión más difícil, los audífonos ayudan a compensar esta Pérdida.

Si prefiere una solución personalizada y casi invisible, entonces el audífono de la belle spectacle es la elección correcta.

- Tus propios lentes se convierten en Audífonos.
- La belle: Audífonos de línea aérea para sus gafas
- Ver y escuchar en uno

Los audífonos de la belle combinan un módulo auditivo

Fitting and wearing instructions	la belle	la belle	junior	headset
<p>Fitting and wearing instructions</p> <p>Insert the la belle listening module (1) on your spectacle arm. Use your glasses without hearing aid - using the push-on spectacle end piece (2). The children's junior hearing system (3) is connected to the headbands using two straps (4). (5) The headset hearing system can be easily adjusted to your head shape via the pull-out adjustment (6).</p>				
				
<p>Setting options on the control unit 1</p> <p>There are 5 control unit versions, each of which differs slightly in its operability.</p> <p>Air conduction</p> <ul style="list-style-type: none"> la belle (with/without external microphone) <p>You can set the following functions yourself:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adjust the volume Select the listening programs Switch the unit on/off; see the instructions on the other side 	<p>left</p> 	<p>Without external speaker</p> 	<p>right</p> 	<p>With external speaker on the left</p> 
		<p>Volume control</p> 		<p>With external speaker on the right</p> 
<p>Setting options on the control unit 2</p> <p>Air conduction</p> <ul style="list-style-type: none"> la belle (with/without external microphone) <p>You can set the following functions yourself:</p> <ul style="list-style-type: none"> Select the listening programs Optional: volume control with remote control Switch the unit on/off; see the instructions on the other side 	<p>left</p> 	<p>With external speaker</p> 	<p>right</p> 	<p>Without external speaker</p> 
		<p>Program button</p> 		<p>Volume adjustment is automatic. Manual adjustment possible with optional remote control.</p>
<p>Setting options on the control unit 3</p> <p>Bone conduction</p> <ul style="list-style-type: none"> la belle (control unit above/below) <p>You can set the following functions yourself:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adjust the volume Switch the unit on/off; see the instructions on the other side 	<p>left</p> 		<p>right</p> 	<p>No manual adjustment of the hearing programs necessary. The device is already pre-programmed and automatically adapts to the external conditions.</p>
		<p>Volume control</p> 		
<p>Setting options on the control unit 4</p> <p>Bone conduction</p> <ul style="list-style-type: none"> la belle (control unit above/below) junior headset <p>You can set the following functions yourself:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adjust the volume Select the listening programs Switch the unit on/off; see the instructions on the other side 	<p>left</p> 		<p>right</p> 	<p>Program button</p> 
		<p>Volume control</p> 		<p>The program button is located on the programming chamber and not on the control unit.</p>
<p>Setting options on the control unit 5</p> <p>Bone conduction</p> <ul style="list-style-type: none"> junior <p>You can set the following functions yourself:</p> <ul style="list-style-type: none"> Select the listening programs Adjust the volume Switch the unit on/off; see the instructions on the other side 	<p>left</p> 		<p>rechts</p> 	<p>Function buttons:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x start forward one step louder 1 x start back one step quieter 1 x long forward one program further 1 x long back one program back
		<p>Button for volume and program selection</p> 		
		<p>Childlock</p> 		

JUNIOR BONE CONDUCTION



SISTEMAS AUDITIVOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA

La audición es una parte importante del proceso de aprendizaje del niño. Para niños con pérdida de conducción combinada y / o de sonido y sordera unilateral, la conducción ósea es la natural alternativa para la asistencia auditiva. El sonido se transmite en forma de vibración mecánica a través del hueso craneal directamente en el oído interno.

JUNIOR: SISTEMA DE AUDICIÓN PARA NIÑOS Especialmente desarrollado para niños

JUNIOR es un sistema auditivo de conducción ósea totalmente digital especialmente desarrollado para niños. Es particularmente ligero y poderoso. Consiste únicamente en una balaca pequeña y discreta con auriculares en miniatura.

Con **junior**, obtienes un audífono que permite a tu hijo acceder al mundo de la audición de una manera simple, sin ¡cirugía!
Los audífonos para niños pequeños son pequeños, livianos y cómodos fijo y usado en una diadema.

DIADEMAS DE MODA

Usted tiene la opción
Una gran selección de cintas para la cabeza hermosas y de moda para su hijo está directamente disponible de su especialista en acústica.
Estos ya están prefabricados para un fácil montaje del sistema de audición **junior**





Audición despreocupada, juego despreocupado

La combinación de diadema y módulo de audición ofrece muchas ventajas para su hijo. Ventajas que distinguen **junior** de audífonos de conducción ósea comparables hecho por otros fabricantes. Por lo tanto, el audífono usado en combinación con la diadema es apenas perceptible para su hijo,

- Extremadamente cómodo de llevar,
- Siempre automáticamente colocado correctamente en la cabeza,
- Casi invisible para otros

Ningún audífono para niños es más cómodo y discreto.

El audífono **junior** está "**hecho en Alemania**". La calidad producto que le dará a su hijo un placer duradero.

Casi invisible: fuerte en rendimiento

- Fácil de usar
- Niño adicional seguro
- Tecnología digital de última generación
- Opciones de conexión inalámbrica con sistemas FM

Usted tiene la opción

Una gran selección de cintas para la cabeza hermosas y de moda para su hijo está directamente disponible de su especialista en acústica.

Estos ya están prefabricados para un fácil montaje del sistema de audición **junior**.

HEASET BONE CONDUCTION

Sistema de audición para audífonos de conducción ósea. El sonido hace que la música

Los audífonos son una buena solución cuando se requiere conducción ósea. Los nuevos audífonos para audífonos son livianos, fáciles de usar, se ajustan a todas las cabezas y ofrecen una sensación auditiva natural.

Audífonos con audífonos: hágalo y listo

El módulo de audición patentado está montado en un soporte de metal ajustable y se asemeja a un auricular o auriculares. Debido a la posición predefinida de los módulos auditivos, su nuevo audífono es idealmente colocado en la cabeza en un santiamén ligero y por lo tanto apenas perceptible.

El audífono para audífonos está hecho en Alemania. Un producto de calidad que le garantizará un placer duradero.

TECNOLOGÍA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

PESO LIGERO –FUERTE EN RENDIMIENTO

- Fácil De Usar
- Sonido De Calidad Realista
- Ajuste Automático De La Comprensión Auditiva
- Perfecta Escucha Incluso En Ambientes Ruidosos
- Mascara De Ruido De Interferencia



AJUSTABLE FÁCILMENTE: AURICULARES

Adáptese a cada cabeza, de pequeño a grande

El soporte de metal ligero y sutil se puede ajustar rápida y fácilmente a diferentes tamaños de cabeza a través de los dos ajustadores. Por lo tanto, puede colocar el audífono en la posición perfecta en segundos.



Línea de distribución de Audiosalud Integral

PBX: 4784901

CELULARES: 3183120672 – 3176457323 – 3173671376

info@audiosaludintegral.com

www.audiosaludintegral.com